

LABORATORIO ODONTOTECNICO

VIA PIETRO COSSALI 8/A
37136 VERONA
TEL 045-500297

PUL DI CONTENZIONE

IDEALE PER EVITARE LE RECIDIVE NELLE CLASSE II

ESTETICO-CONFORTEVOLE-FONETICO



Libertà di movimento della mandibola rispettando l'AT M
Apparecchio estetico

PERCHE' UTILIZZARE IL PUL DI CONTENZIONE ?

La recidiva verso la C lasse II deriva dalla combinazione dei movimenti dentali in avanti all'arcata mascellare, indietro all'arcata mandibolare, o le due, e della crescita differenziale del mascellare rispetto alla mandibola, senza dimenticare l'influenza della crescita della base del cranio anteriore e dell'angolo della base del cranio. Il PUL di contenzione si è rivelato la contenzione ideale per le C lassi II ortopediche. Con questo dispositivo si riesce a contenere l'allineamento dentale con le mascherine tipo Essix sia all'arcata superiore che all'arcata inferiore; e allo stesso tempo grazie alle bielle si può inoltre mantenere la mandibola in Classe I, **contrastando eventuali picchi di crescita sfavorevole.**

Se consideriamo il danno economico e morale di una recidiva che un paziente e i genitori devono sopportare, ma soprattutto l'imagine negativa del vostro studio, capite bene l'importanza di offrire al paziente una stabilità 4D:
SAGITTALE, TRASVERSALE, VERTICALE, FUNZIONALE con il PUL DI CONTENZIONE.